



SIPPI® - EN NY STANDARD INOM TIMDIURES



Sippi - designad för enkel användning

- Tryck på den gröna startknappen, anslut slangen till patientens kateter - klart
- All data sparas och finns alltid tillgänglig vid patienten
- Automatisering och datalagring sparar tid för personalen
- Enkelheten gör Sippi lämplig för hela sjukhuset

Automatisering leder till kvalitetssäkring

Exakt timregistrering och digital lagring möjliggör optimerad patient-behandling timme för timme.

Visste du att?

- Timdiures återges sällan i exakta 60 minuters intervaller
- En avvikelse på 7 min påverkar det avlästa värdet med 12% felmarginal
- Den vanligaste informationsluckan är timdiures

Vårdhygien

Den helautomatiska principen avlägsnar den manuella hanteringen varje timma. Sensorsystemet visar en symbol i displayen när det börjar bli påväxt av biofilm på insidan av mätkammaren.

Robust och mobil

Sippi är robust och designad för vardagligt bruk på IVA. Den är lätt att hantera och vid transport i horison-

tellt läge inaktiveras den automatiskt. Vid patientmobilisering kan den enkelt bäras med.

Sippi's fördelar

- Helautomatisk och mobil
- Digital
- Basenhet med all data tillgänglig vid patienten
- Drivs av vanliga batterier, inga sladdar, ingen laddning
- 70% mindre plast än konventionella system gör att Sippi belastar miljön mindre





Start-up guide



1. Fäst vågrätt

2. Starta och anslut till patient

3. Synka tid vid första jämna timman

4. Normal visningsskärm

5. Anteckna efter 24h & rensa historik

6. Byt engångssystem

CE 0413
8306 R03

Beställningsinfo

Artikelnummer	Produktnamn	Antal per förpackning
1103	Sippi Base Unit	1
1104	Sippi Base Unit BLE	1
1203	Sippi Disposable Unit	20

Leverantör

Navamedic Medtech AB
Tel: +46 31 335 11 90
medtech@navamedic.com
www.navamedic.com

